

KEGEL INHALATOR

Das Beste für Ihr Pferd.

Kegel Ultraschallvernebler
KU-2000



„Seit 1979 werden mit dem
KEGEL-INHALATOR aus dem
Hause Werner Kegel Heilerfolge
bei Pferden erzielt, bei denen
alle anderen Therapien erfolglos
blieben.“



Gesundheit...

... ist für Ihre Pferde das Wichtigste. Nur ein gesundes Tier kann erfolgreich im Sport oder in der Zucht eingesetzt werden.

Leider haben bei Pferden in den vergangenen Jahren die Erkrankungen der Atemwege erheblich zugenommen. Dabei werden immer häufiger chronische Veränderungen in den Lungen festgestellt. Die Ursachen hierfür sind vielfältig, gleichwohl sich das Verfüttern von schimmelhaltigem Heu, nicht vollständig ausgeheilte Husteninfektionen oder die Ansteckung bei anderen Pferden als die häufigsten Ursachen herausgestellt haben.

Wenn es trotz aller vorbeugenden Maßnahmen soweit gekommen ist, dann hilft der **INHALATOR KU-2000** bei der Bekämpfung der Erkrankung. Durch seine hochfeine Vernebelung garantiert er, dass die Medikamente auch die Alveolen erreichen und so eine zielgerichtete Therapie ermöglicht wird. Das System ist in fast allen Reitställen und Pferdekliniken im Einsatz - es wird von denen, die es kennen, hoch gelobt und weiterempfohlen.

Bauen Sie auf unsere Erfahrung und nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen durch den Einsatz des **INHALATOR KU-2000** gegeben werden: Sicherheit und die Gewissheit, das Beste für Ihr Pferd zu tun.

Herzlichst, Ihr

Werner Kegel

ULTRASCHALLVERNEBLER KU-2000

Bei Atemwegserkrankungen der Pferde und einer erforderlichen Behandlung empfehlen heute die meisten Tierärzte die Aerosoltherapie. Grundlage hierfür ist jedoch eine hochfeine Vernebelung der Medikamente.

Der **ULTRASCHALLVERNEBLER KU-2000** erreicht bei der Zerstäubung Tröpfchengrößen zwischen $0,5\mu$ und 6μ . Das Aerosol kann tief in die Atemwege des Pferdes eindringen und ermöglicht so eine wirkungsvolle Behandlung.

Mit einer Leistung von ca. 4,5 ml/min steht eine große Nebelmenge mit entsprechend hohem Anteil von kleinsten Partikeln während der Vernebelung ständig zur Verfügung.

Wie die Erfahrungen zeigen, sind die Bronchien des Pferdes sehr therapieresistent. Die in Form eines Pulvers oder einer Flüssigkeit applizierten Medikamente können erst nach ca. 1 Woche zur Wirkung gelangen (z.B. Expektorantiaer) und auch die Injektionspräparate brauchen geraume Zeit, um sich wirksam entfalten zu können. Abgesehen davon, dass die auf diese Weise applizierten Medikamente zu ihrem Bestimmungsort, in diesem Falle die Lunge, erst über den ganzen Körper gehen, den sie häufig auch noch belasten, ist ihre Wirksamkeit nicht immer befriedigend.

Eine andere Methode, die Medikamente direkt an den Bestimmungsort Lunge zu bringen, ist die Aerosoltherapie. Diese Applikationsart von Medikamenten, gerade bei Lungenkrankheiten, ist in ihrer Wirksamkeit unübertroffen und in der Pferdepraxis unbedingt zu empfehlen. Andere Vorteile der Aerosoltherapie, die sie für die Praxis so interessant macht, liegen auf der ökonomischen Seite: Man spart ungeheuer an Medikamentenmengen, und es lassen sich preisgünstige, aber dennoch sehr wirksame Medikamente in die Lunge einbringen. Eine Investition ist allerdings nötig: ein Aerosolgerät mit sehr guter Leistung, wie der **KU-2000**.

ATEMMASKE

Das Pferd atmet das Aerosol durch die dichtsitzende Maske selbständig ein. Über den integrierten Frischluftstutzen kann die Zusatzluft stufenlos reguliert werden. In den Fällen, in denen Pferde nicht genügend durchatmen und somit zu wenig Aerosol aus dem Nebeltopf entnehmen, kann die Frischluftzufuhr über die Regulierung komplett unterbunden werden.



ULTRASCHALLVERNEBLER KU-2000

ATEMMASKE



KOMPRESSOR





PORTIONSTRÄNKE

Anhaltender Behandlungserfolg bei chronisch kranken Pferden ist meist nur dann zu erzielen, wenn die Unterbringung in staubarmer Umgebung möglich ist. Unterstützend ist die Verfütterung von angefeuchtetem Heu. Die Portionstränke hat sich als wirksames Hilfsmittel erwiesen.

Bei ein bis zwei Pferden kann man sehr gut mit unserer Portionstränke arbeiten.

Diese besteht aus einem Wasser- und einem Tauchbecken. Die bruchfesten Kunststoffbecken haben einen Fassungs-inhalt von ca. 40 Liter. Das perforierte Tauchbecken wird mit der benötigten Menge Heu befüllt und in das Wasser-becken eingesetzt. Mit einer Gabel oder ähnlichem drückt man das Heu unter Wasser. Nach dem Tauchen des Heus im Wasser wird das perforierte Tauchbecken einfach um 180 Grad gedreht, so dass das Restwasser in das Wasser-becken abtropfen kann.



HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Weitere Informationen zum **ULTRASCHALLVERNEBLER KU-2000** und der **PORTIONSTRÄNKE** sowie allen anderen Produkten von Werner Kegel erhalten Sie unter:

WERNER KEGEL GMBH

Zur Felsenquelle 4-6
49536 Lienen
Tel. 0 54 81 - 24 34
Fax 0 54 81 - 8 26 36
info@werner-kegel.de

Oder besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite.